


CUBETAS DE VIDRO SATELIT: Precisão e Confiabilidade para Suas Análises

Na busca por precisão e durabilidade, as cubetas de vidro Satelit se destacam como a escolha essencial para profissionais exigentes. Nossa linha de cubetas é compatível com a maioria dos espectrofotômetros disponíveis no mercado, assegurando resultados confiáveis em todas as medições.

Por que escolher as cubetas de vidro Satelit?

- **Reprodutibilidade:** Projetadas para assegurar a reprodutibilidade e consistência de seus resultados;
- **Durabilidade:** Fabricadas com vidro óptico de alta qualidade, as cubetas Satelit resistem ao uso contínuo sem comprometer sua clareza ou precisão;
- **Confiabilidade:** Desempenho e valores de transmissão garantidos, ideal para todas as suas aplicações.

Material	Transmissão em célula vazia	Desvio
Vidro óptico	a 350nm aprox. 82%	a 350nm máx. 0.5%



SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Rua Bolívia, 918/940 – Vila Mariana – Ribeirão Preto – SP – CEP 14075-250

CNPJ 09.418.035/0001-10 – Insc. Est. 582.767.449.110

Tel.: (16) 3967 0695 – e-mail: contato@satelit.com.br

CUBETAS DE VIDRO SATELIT: Precisão e Confiabilidade para Suas Análises

Disponibilidade e Dimensões

Para atender às suas necessidades específicas, nossas cubetas estão disponíveis em diferentes tamanhos e modelos. Confira a tabela abaixo para selecionar a opção ideal:

Código	Caminho Ótico	Dimensões (mm)	Espessura (mm)	Volume (mL)
23726	10	45x12,5x12,5	9,5	3,5
26135	20	45x12,5x22,5	9,5	7
26056	50	45x12,5x52,5	9,5	17,5

Faça Parte do Padrão de Excelência

Adquira já as cubetas de vidro Satelit e garanta a precisão das suas análises laboratoriais. Para mais informações e solicitações, entre em contato com nosso departamento de vendas. Não perca a oportunidade de trabalhar com produtos que asseguram alto padrão de qualidade que suas análises exigem.



PEDIR COTAÇÃO



VISITE NOSSO SITE
www.satelit.com.br

SATELIT PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Rua Bolívia, 918/940 – Vila Mariana – Ribeirão Preto – SP – CEP 14075-250

CNPJ 09.418.035/0001-10 – Insc. Est. 582.767.449.110

Tel.: (16) 3967 0695 – e-mail: contato@satelit.com.br